



**Gesichtsvisier zivil**  
**Face visor civil**  
**Visière faciale civile**

Characteristics	Packaging
<p><b>Gesichtsvisier zivil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Material: Antibeschlag PET</li> <li>▪ Grösse: 320mm*220mm</li> <li>▪ Komfortables Tragen: Weicher Schwamm für die Stirn</li> <li>▪ Elastisches Band</li> <li>▪ Schutzfolie zum Abziehen vor dem Gebrauch</li> <li>▪ Widerstandsfähig gegen Beschlagen</li> <li>▪ Schutz gegen Tropfen und Spritzer</li> <li>▪ CE Zertifizierung für zivile Benutzung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grösse des Kartons: 61x35x35 cm</li> <li>▪ 150 Stücke pro Karton</li> <li>▪ Gewicht des Kartons: 6,5 kg</li> </ul> <div data-bbox="1137 858 1503 1137" data-label="Image"> </div>

Characteristics	Packaging
<p><b>Face visor civil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Material: Anti-fog PET</li> <li>▪ Size: 320mm*220mm</li> <li>▪ Comfortable to wear: Soft sponge for the forehead</li> <li>▪ Elastic tape</li> <li>▪ Protective film to remove before use</li> <li>▪ Resistant to fogging</li> <li>▪ Protection against drops and splashes</li> <li>▪ CE certification for civil use</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Size of the carton: 61x35x35 cm</li> <li>▪ 150 pieces per carton</li> <li>▪ Weight of the carton: 6,5 kg</li> </ul>
<p><b>Visière faciale civile</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Matériel: PET antibuée</li> <li>▪ Taille: 320mm*220mm</li> <li>▪ Confortable à porter: éponge douce pour le front</li> <li>▪ Bande élastique</li> <li>▪ Film de protection à retirer avant utilisation</li> <li>▪ Résistant à la buée</li> <li>▪ Protection contre les chutes et les éclaboussures</li> <li>▪ Certification CE pour usage civil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Taille du carton: 61x35x35 cm</li> <li>▪ 150 pièces par carton</li> <li>▪ Poids du carton: 6,5 kg</li> </ul>